



## Kit diagnostici di Ematologia Molecolare in Real time PCR

La CaRli biotec presenta la sua linea per la linea Biolab , per l'ematologia Molecolare in Real time PCR.

Tutti i test sono Marcati CE IDV, e possono dare refertazione diagnostica diretta sui Maggiori strumenti

Presenti in commercio (ABI, Bio-Rad, Bioer, Quiagen...).

I 4 fattori della coagulazione si basano sul principio della discriminazione allelica con sonde Taqman , rispettivamente marcate in FAM e VIC /HEX/JOE. I rimanenti fattori si basano sul principio della curva di melting .

Genotipizzazione Fattore V di Leiden in Real-Time ARG506GLY	RT-FVL-50
Genotipizzazione Fattore II - Protrombina in Real-Time G20210A	RT-PRT-50
Genotipizzazione MTHFR in Real-Time C677T	RT-MTHFR1-50
Genotipizzazione MTHFR in Real-Time A1298C	RT-MTHFR2-50
Genotipizzazione ACE in Real-Time	RT-ACE-50
Genotipizzazione APOE in Real-Time	RT-APOE-50
Genotipizzazione ACE in PCR con rilevazione Elettroforetica	PC-ACE-50
RealPlex HLA-B27 Genotyping Kit	RP-HLAB27-50

1) Coming soon , i test per la Celiachia e per la Microdelezione dell' Y (fertilità Maschile).

Saranno disponibili in PCR su gel anche tutti i fattori sopra elencati (già disponibili ACE, APOE e HLA B27)